

babysense™

Babysense 8

Der originelle berührungslose
Atmungsmonitor für Babys

Bedienungsanleitung

Deutsch

Hisense complies with

ISO 13485
ISO 9001



US Patent
No. 5271412



0459



Babysense 8

Der originelle berührungslose Atmungsmonitor für Babys

Warnhinweise

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

Babysense 8 ist ein hochwertiges, hochempfindliches elektronisches Gerät, das mit der entsprechenden Vorsicht behandelt werden muss:

- Nicht fallen lassen, nicht werfen. Gehen Sie vorsichtig mit dem Gerät um.
- Installieren Sie das Gerät sorgfältig und gemäß den Anweisungen, um sicherzustellen, dass es sicher und korrekt installiert ist.
- **Babysense 8** ist kein Spielzeug. Erlauben Sie niemals Kindern, gleich welchen Alters, damit zu spielen.
- Legen Sie kein zweites Baby oder ein Haustier zum Baby in das Bett. **Babysense 8** kann nicht für zwei Lebewesen in einem Bett benutzt werden.
- Babysense kann nicht mit Beistellbetten verwendet werden, die am Bett der Eltern/Bezugsperson befestigt werden.
- Das Gerät nicht in Umfeld von störenden elektromagnetischen Wellen betreiben.
- Tragbare und mobile RF-Kommunikationsgeräte können die Funktionen dieses Gerätes beeinflussen.
- Der Leistungstest muss täglich und nach jeder Bewegung des Monitors, Austausch von Bettwäsche oder Positionsänderung des Kinderbetts durchgeführt werden (siehe Vorgehensweise auf Seite 26).
- Richten Sie keine Klimageräte oder Ventilatoren direkt auf das Bett.
- Achten Sie darauf, dass die Verbindungskabel unter der Matratze mit dem mitgelieferten Kabelbinder gesichert sowie unsichtbar und unerreichbar verlegt sind, um mögliche Gefahren auszuschließen.
- Setzen Sie 4 neue 1,5 V-Batterien (AA/Mignon) des gleichen Typs ein, vorzugsweise Alkaline-Batterien.
- **Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien (Akkus).**
- **WICHTIG:** Es wird dringend empfohlen, dass Eltern und Betreuer lernen, erste Hilfe zu leisten.
- Bitte Batterien entfernen, falls das Gerät für längere Zeit außer Betrieb stehen soll (länger als 3 Monate).
- Bei jeglichen Problemen mit diesem Gerät, z.B. Inbetriebnahme, Wartung oder Anwendung, wenden Sie sich bitte an das Servicepersonal des Herstellers. Bitte melden Sie unerwartete Funktionen oder Ereignisse an den Hersteller.
- Gerät nicht anwenden, falls Sie eine Änderung in der Systemleistung feststellen, das System beschädigt ist, oder falls seine Bestandteile abgenutzt oder verschleiß sind.
- Das Gerät sollte nicht unmittelbar neben oder zwischen anderen Geräten eingesetzt werden. Falls eine Benutzung in unmittelbarer Nähe nicht vermeidbar ist, sollte das Gerät beobachtet werden, um einen normalen Betrieb mit der zu verwendenden Konfiguration sicherzustellen.

Bitte beachten Sie

Babysense 8 überwacht und alarmiert, kann aber einen Atemstillstand nicht verhindern. Die Verantwortung für die Anwendung der Erste-Hilfe-Maßnahmen liegt bei den Aufsichtspersonen. **Babysense 8** überwacht ausschließlich Atmung und Bewegung, keine anderen Zwischenfälle. Der Einsatzzweck des Gerätes ist die Alarmierung, wenn die Atmung stoppt oder eine Verlangsamung der Atmung und Bewegung geschieht.

Babysense 8 ist ein einzigartiges Sicherheitssystem, das hilft, Säuglinge zu retten, indem es Eltern oder anderen

Aufsichtspersonen die Sicherheit gibt, bei Auftreten von unregelmäßiger Atmung oder Not einzugreifen, bevor es lebensgefährlich wird. Es gibt eine Reihe von Vorsichtsmaßnahmen, die für SICHEREN SCHLAF international empfohlen werden.

- Babys sollten immer in Rückenlage schlafen.
- Nicht rauchen in der Nähe des Babys.
- Vermeidung der Überhitzung des Babys bzw. seiner Umgebung.
- Lassen Sie keine Gegenstände in der Nähe Ihres Babys, die zur Ersticken führen können.

Babysense 8 ist eine Ergänzung zu oben genannten Vorsichtsmaßnahmen.

Babysense 8 ist ein Atmungsmonitor für Heimgebrauch, bestimmt für Kinder bis zum Alter von einem Jahr, und ist nicht für hoch gefährdete Säuglinge bestimmt, die ständige ärztliche Aufsicht erfordern. **Babysense 8** kann sowie von medizinisch geschultem Personal, z.B. von Krankenschwestern, als auch von nicht-medizinisch ausgebildeten Benutzern, z.B. von Eltern oder Betreuern, die die Bedienungsanleitung durchgelesen haben verwendet werden. **Babysense 8** ist für den privaten Gebrauch bestimmt.

Funktionsprinzip

Babysense 8 kontrolliert fortwährend Atmung und Bewegung des Babys und löst einen hör- und sichtbaren Alarm aus, wenn die Atmung für mehr als 20 Sekunden aussetzt oder wenn weniger als 10 Atemzüge pro Minute erfolgen. Die berührungslosen Sensorplatten unter der Matratze überwachen die Bewegungen des Babys ohne seine Bewegungsfreiheit einzuschränken.

Installation

WARNUNG: Bitte beachten Sie, dass die grün leuchtende Betriebsanzeige (LED) keine Atemanzeige für Babys ist. Diese LED zeigt nur an, dass der Babysense V-Monitor eingeschaltet ist. Wenn Atem und Bewegung erkannt werden, blinkt die Anzeige (Diode LED), die den Atem anzeigt, und leuchtet mit einem grünen, intermittierenden Licht.

1. Zum Einsetzen der Batterien die Batterieabdeckung öffnen, indem ein breiter, flacher Schraubendreher in die Öffnungsspalte eingesetzt wird (siehe Abbildung 6). Unter Betrachtung der Kennzeichnung 4 - neue, identische 1,5 Volt Batterien, Größe AA, vorzugsweise alkalisch einlegen und Abdeckung schließen.

Hinweis: Entsorgen Sie gebrauchte Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften.

2. Platzieren Sie den Halter für die Kontrolleinheit am unteren Rand des Bettes zwischen zwei Stäben wie in Abbildung 1 gezeigt.





Abbildung 1

3. Installation der Sensorplatten


- Solange das Baby noch nicht krabbeln kann, platzieren Sie nur eine Sensorplatte wie in Abbildung 2 gezeigt. Stellen Sie sicher, dass der Sensor unterhalb der Stelle positioniert ist, an der das Baby liegt.

• Wenn das Baby zu krabbeln beginnt und in der Lage ist, auch Stellen zu erreichen, die nicht durch eine einzige Sensorplatte abgedeckt sind, nehmen Sie den zweiten Sensor dazu und positionieren Sie die beiden Sensoren wie in Abbildung 2 gezeigt.

HINWEIS: Die Aufschrift "THIS SIDE UP" auf den Sensorplatten muss nach oben zeigen.



4. Führen Sie das Kabel der Sensorplatte / die Kabel der Sensorplatten durch die dafür vorgesehenen Aussparungen im Halter (siehe Abbildung 3).





5. Verbinden Sie die Ende des Kabels / die Enden der Kabel mit den Anschlüssen "SENSOR" auf der Rückseite der Kontrolleinheit (siehe Abbildung 5 und 6). Bei Benutzung nur einer Sensorplatte können Sie den Anschluss frei wählen.

HINWEIS: Schließen Sie kein Kabel an den Anschluss "DO NOT USE".

6. Wenn die Voraussetzungen am Kinderbett keine sichere Befestigung mit dem Halter für die Kontrolleinheit ermöglichen, benutzen Sie bitte alternativ den Aufhängehaken (siehe Abbildung 5) und hängen Sie die Kontrolleinheit an die Unterseite des Bettes.

7. Drücken Sie den Halter oder den Aufhängehaken für die Kontrolleinheit fest in den Schlitz auf der Rückseite der Kontrolleinheit (siehe Abbildung 4 und 5).

8. Legen Sie die Matratze fest auf die Sensorplatte/n. Wenn die Matratze keinen Kontakt zu den Sensorplatten hat, oder wenn die Liegefläche zu weich gepolstert ist oder Sprungfedern enthält, legen Sie eine Sperrholzplatte in das Bett, platzieren Sie auf dieser die Sensorplatten und legen Sie die Matratze darauf.



Wichtig: Um Gefahren durch die Kabel auszuschließen, stellen Sie sicher, dass diese unsichtbar und unerreichbar unter der Matratze liegen.

Bedienelemente der Kontrolleinheit

Siehe Abbildung 7 für die Bedienelemente der Kontrolleinheit:

- Ein-Aus-Schalter.
- Atembewegungssignallampe (Diode), leuchtet unterbrochenes grünes Licht auf (Hinweis: Diode leuchtet nicht bei jedem Atemzug).
- Die Betriebsanzeige (Diode) leuchtet grün.
- Alarm: akustisch und optisch (rotes Licht)
- Batteriekontrollanzeige (rot, wenn Batterien fast leer)




Abbildung 7

Betrieb

Babysense[®] ist nach Durchführung der Installation betriebsbereit. Für den Betrieb folgen Sie den Anweisungen:

- Legen Sie Ihr Baby in das Bett.
- Schalten Sie die Kontrolleinheit mit dem Ein-Aus-Schalter ein.
- Stellen Sie sicher, dass die grüne Betriebsanzeige kurz angezeigt wird, um anzuzeigen, dass das Gerät eingeschaltet ist.
- Sobald die Atembewegung erfasst wird, die grüne Leuchtanzeige für die Atembewegung blinkt.
- Der akustische Alarm und das rote Alarmlicht werden eingeschaltet, wenn die Atmung des Babys stoppt oder sich deutlich verlangsamt.
- Wenn die rote Lampe für die Batterie-leer-Warnung blinkt, wechseln Sie umgehend die Batterien. ertönt zusätzlich ein Klickgeräusch, müssen die Batterien sofort gewechselt werden.
- Schalten Sie das Gerät mit dem Ein-Aus-Schalter aus, bevor Sie das Baby aus dem Bett nehmen.

Testen des Betriebs

Babysense[®] ist ein hochempfindliches Gerät, das die Atembewegungen des Babys während dessen Schlaf durch die Matratze hindurch überwacht. Es gibt zwei Hauptgründe für eine Fehlfunktion des Monitors:

- technischer Fehler oder Umweltfaktor.

Technische Störung

Um die Gefahr technischer Fehlfunktionen zu minimieren, führen Sie die Installation und den Betrieb genau nach Anweisung durch.

Umweltbedingte Fehlfunktion

Aufgrund der hohen Empfindlichkeit von Babysense können Ventilatoren, Wind (offene Fenster), Klimaanlage, jede Art von Luftströmung und andere ähnliche Umgebungsgeräte und/oder Aktivitäten das Gerät beeinflussen. Solche Umwelteinflüsse könnten von den Sensoren auf einem ähnlichen Niveau wie die Atembewegungen erfasst werden, wodurch die Alarmaktivierung verhindert oder verzögert wird.

Wenn Babysense gleichzeitig mit anderen Geräten verwendet wird, ist es erforderlich, den täglichen Leistungstest (siehe Abschnitt "Täglicher Leistungstest") durchzuführen, während alle verwendeten Geräte "EIN" sind. Bitte ahmen Sie die Umgebung genau so nach, wie das Baby schläft, indem Sie das Baby aus dem Bettchen nehmen; wenn Sie ein Zimmer mit einem Geschwisterkind teilen, testen Sie es in dessen Bett, wenn Sie einen nicht angeschlossenen Beistellbett verwenden, bitten Sie eine Betreuungsperson, sich auf das Bett zu legen usw. Unter diesen Bedingungen muss überprüft werden, ob die

Führen Sie diesen Leistungstest täglich durch

Führen Sie den Leistungstest nicht durch, indem Sie das Baby aus dem Bettchen hochheben und warten, bis der Alarm ertönt.

Bitte stellen Sie sicher, dass der Test unter den gleichen Bedingungen und in der gleichen Umgebung durchgeführt wird, in der das Baby schläft (siehe oben: Umweltbedingte Fehlfunktion).

- Der Leistungstest sollte durchgeführt werden, während sich das Baby nicht im Bett befindet.
- Schalten Sie das Gerät ein und gehen Sie zwei Schritte vom Bett weg.
- Stellen Sie sicher, dass der Alarm innerhalb von 20 Sekunden ertönt (aufgrund fehlender Atembewegungen).
- Der Alarm kann mit oder ohne vorheriges Ticken ertönen.
- Vergewissern Sie sich, dass der Alarm an allen Stellen im Haus oder in der Pflegeeinrichtung zu hören ist.
- Falls der Alarm nicht innerhalb von 20 Sekunden ertönt, lesen Sie bitte den Abschnitt Fehlersuche.
- Der Leistungstest muss täglich und jedes Mal durchgeführt werden, wenn Sie das Überwachungsgerät umstellen, das Bettzeug wechseln oder die Position des Kinderbettes/Bettes verändern.

Fehlalarm

Manchmal können Fehlalarme auftreten. Überprüfen Sie in dieser Situation, ob der Grund ist: verursacht durch unsachgemäßen Anschluss von Sensoren an die Steuereinheit oder durch den Anschluss nur eines Sensors; ob sich das Kind außerhalb des überwachten Bereichs bewegt hat oder der Sensor in direktem Kontakt mit der Matratze steht.

Wenn Fehlalarme auftreten, lesen Sie den Abschnitt "Fehlerbehebung". Wenn das Problem nicht gelöst werden kann, wenden Sie sich an den Hersteller oder Importeur.

Sofortmaßnahmen bei Ertönen des Alarms

1. Gehen Sie zum Kinderbett und sehen Sie, ob das Baby atmet. Achten Sie auf Blässe (Hautfarbe), Bewegungen und Muskeltonus.
2. Wenn Sie irgendwelche Anomalien in das Verhalten des Kindes oder das Aussehen bemerken, kneifen die Ferse und überprüfen, ob es eine Drosselung ist, zum Beispiel, wenn ein beliebiges Objekt (Fremdkörper) in den Hals des Kindes hängen geblieben ist. Fragen Sie Ihren Arzt, nachdem Sie wieder geatmet haben.
3. Wenn die Atmung nicht wieder aufgenommen wurde, geben Sie sofort Erste Hilfe und rufen Sie einen Krankenwagen.

No.	Symbol	Beschreibung	No.	Symbol	Beschreibung
1.		Symbol für „SERIENNUMMER“ Neben diesem Symbol ist die Seriennummer des Gerätes angeführt.	8.		Das Symbol bedeutet, dass der Benutzer die Bedienungsanleitung oder die Broschüre die einem Medizinprodukt angeschlossen ist, durchlesen soll (der Benutzer muss die beigefügten Dokumente zur Kenntnis nehmen).
2.		HERSTELLUNGSDATUM. Neben diesem Symbol ist das Datum der Herstellung angeführt.	9.		Autorisierter Vertreter in der Europäischen Gemeinschaft.
3.		Symbol für „HERSTELLER“. Neben diesem Symbol ist der Name und die Anschrift des Herstellers angeführt.	10.		Vor Regen schützen.
4.		Entsorgen Sie das Gerät gemäß den geltenden örtlichen Vorschriften.	11.		Temperaturbeschränkung.
5.		Geschützt gegen vertikal fallende Wassertropfen.	12.		Feuchtigkeitsbeschränkung.
6.		Verwendetes teil typ BF.	13.		Luftdruckbeschränkung.
7.		Weist darauf hin, dass beim Bedienen des Geräts oder der Steuerung in der Nähe des Symbols Vorsicht erforderlich ist, oder dass die aktuelle Situation die Aufmerksamkeit oder das Eingreifen des Bedieners erfordert, um unerwünschte Folgen zu vermeiden.	14.		Zeigt an, dass es sich um ein Medizinprodukt handelt.

Technische Daten

- Stromversorgung durch 4 Stck. 1,5 V Batterien, Typ AA (Mignon)
- Stromverbrauch ca. 2mA
- **Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien (Akkus).**
- Betriebszeit ca. 6 Monate bei Verwendung von Alkaline-Batterien
- Alarmlautstärke (typisch) 85 dB SPL in einem Meter Entfernung.
- Größe der Sensorplatte 360 mm.
- Die Lebensdauer von **Babysense 8** beträgt 3 Jahre ab Kaufdatum.

Bedingungen für den Betrieb und die Lagerung

Betriebsbedingungen sind wie folgt:

Temperatur: von 0°C bis 40°C
Relative Luftfeuchtigkeit: von 20% RH bis 80% RH
Luftdruck: von 55 kPa bis 102 kPa

Lagerbedingungen zwischen den Anwendungen sind wie folgt:

Temperatur: von 0°C bis 40°C
Relative Luftfeuchtigkeit: von 5% RH bis 95% RH
Luftdruck: von 55 kPa bis 102 kPa

Verpackungsinhalt prüfen

- 1 Kontrollereinheit
 - 1 Halter für Kontrollereinheit
 - 1 Aufhängehaken
 - 2 Sensorplatten
 - 2 Kabelbinder (bei der Lieferung an den Sensorleitungen befestigt)
 - 1 Bedienungsanleitung
- Bitte beachten Sie, dass die zum Betrieb notwendigen Batterien nicht mitgeliefert werden.


Reinigung und Entsorgung

Bei Bedarf kann das Gerät (Sensormatten und Steuereinheit) mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Das Gerät und Zubehör sind nach ihrer Lebensdauer gemäß den örtlichen Bestimmungen zu entsorgen. Alternativ können Sie an den Händler oder Hersteller zum Recycling und zur ordnungsgemäßen Entsorgung zurückgegeben werden.


Wartung und Pflege

Babysense 7 benötigt außer dem Wechseln der Batterien, wenn die Batterie-leer-Anzeige aufleuchtet, keine Wartung. Die Sensorplatten und die Kontrollereinheit können mit einem leicht feuchten Tuch gereinigt werden. Wenn das Gerät über längere Zeit (Monate) nicht benutzt wird, sollten die Batterien entfernt werden, um ein Auslaufen zu verhindern.


Es wird empfohlen, die Sensorplatten alle zwei Jahre zu ersetzen. Verwenden Sie nur den Originalzubehör/die Ersatzteile.



Hisense Ltd.
27 Shaked St. Hevel Modiin
Industrial Park, 731900 ISRAEL
Tel. +(972) 3.956.66.04
www.hisense.co.il
Das Unternehmen verfügt über ein ISO-Zertifikat
ISO 9001 und ISO 13485



0459



OBELIS S.A
Boulevard Général Wahis 53
1030 Brussels, Belgium
mail@obelis.net; Tel: +(32) 27325954; Fax: +(32) 27326003

Importer Babysense Europe Sp. z o.o. Sp.k.
ul. J. Gallusa 12/14, 40-594 Katowice, Polska
www.babysense-europe.de

Für alle produktbezogenen Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren nächstgelegenen Vertreiber, der unter www.hisense.co.il zu finden ist.

Fehlersuchanleitung

Symptom	Mögliche Ursache	Lösung
Die Lichter an der Kontrolleinheit leuchten nicht beim Einschalten	<ul style="list-style-type: none"> Batterien sind nicht korrekt eingesetzt oder leer. 	<ul style="list-style-type: none"> Prüfen Sie, ob die Batterien korrekt eingesetzt sind - Polarität beachten! Die Kontrolleinheit benötigt zum Betrieb 4 Stück AA 1,5 V Alkaline Batterien (nicht mitgeliefert).
Die Akku-leer-Anzeige an der Kontrolleinheit leuchtet rot	<ul style="list-style-type: none"> Batterien sind leer. 	<ul style="list-style-type: none"> Wenn die Anzeige (Diode) der schwachen Batterie rot blinkt, ersetzen Sie alle 4 Batterien so bald wie möglich. Wenn zusätzlich ein charakteristisches "Klicken" zu hören ist, müssen alle Batterien sofort ausgetauscht werden.
Fehlalarm innerhalb einer halben Minute nach dem Einschalten	<ul style="list-style-type: none"> Die Sensorplatte/n ist/sind defekt. Ein Kabel ist mit dem blockierten Anschluss ("DO NOT USE") am Sender verbunden. 	<ul style="list-style-type: none"> Schließen Sie eine Sensorplatte an und legen Sie das Baby für ca. eine Minute in das Bett. Wird kein Alarm ausgelöst, ist die Sensorplatte in Ordnung. Wird ein Alarm ausgelöst, lösen Sie die Verbindung und legen Sie die Sensorplatte beiseite. Schließen Sie die andere Sensorplatte an und wiederholen Sie die o. g. Schritte. Verbinden Sie niemals ein Kabel mit dem blockierten Anschluss (nur mit den Anschlüssen "SENSOR" verbinden)
Fehlalarm nach mehr als einer halben Minute nach dem Einschalten	<ul style="list-style-type: none"> Die Matratze berührt die Sensorplatten nicht. 	<ul style="list-style-type: none"> Vergewissern Sie sich, dass sich die Matratze und die Sensorplatte berühren.
	<ul style="list-style-type: none"> Möglicherweise ist die Matratze durch einen Gegenstand in der Nähe der Sensorplatte angehoben. 	<ul style="list-style-type: none"> Überzeugen Sie sich davon, dass keine Gegenstände in der Nähe der Sensorplatte sind.
	<ul style="list-style-type: none"> Die zwei verwendeten Sensorplatten sind zu nah beieinander (oder nur eine Sensorplatte verwendet), wenn das Baby "krabbelfähig" ist oder die zwei verwendeten Sensorplatten sind zu weit voneinander entfernt, wenn das Baby noch nicht krabbeln kann. 	<ul style="list-style-type: none"> Stellen Sie die Verbindungen gemäß der Anleitung her. Es ist wichtig, nur eine Sensorplatte zu verwenden, wenn das Baby noch nicht krabbeln kann. Es ist wichtig, zwei Sensorplatten zu verwenden, wenn das Baby krabbeln kann und sich im Bett bewegt. Stellen Sie sicher, dass die Sensoren korrekt unter der Matratze platziert sind, auf der das Kind im Kinderbett platziert wird.
	<ul style="list-style-type: none"> Die Matratze gibt die Bewegungen des Babys nicht weiter (eine starre Matratze, eine Federkernmatratze oder eine Matratze mit Lufttaschen). Das Bettgestell ist zu weich oder enthält Federn. 	<ul style="list-style-type: none"> Legen Sie eine Sperrholzplatte unter die Sensorplatte/n, so dass die Sensorplatte/n und die Matratze leicht zusammengedrückt werden.
Verzögerter Alarm, nachdem das Baby aus dem Bett genommen wurde	<ul style="list-style-type: none"> Funktionsprüfung ist nicht korrekt. 	<ul style="list-style-type: none"> Führen Sie die Funktionsprüfung nicht derart durch, dass Sie das Baby aus dem Bett nehmen und auf die Alarmauslösung warten. Bitte führen Sie die Funktionsprüfung wie auf Seite 26 beschrieben durch.
Der Alarm wird bei korrekter Durchführung der Funktionsprüfung nicht innerhalb von 20 s ausgelöst	<ul style="list-style-type: none"> Der Einfluss von Umgebungsfaktoren (wie Wind, Lüfter, Klimaanlage, tragbares Spielzeug für Kinder, Vibrationen) wird vom Sensor erfasst. 	<ul style="list-style-type: none"> Führen Sie Tests durch, bei denen die vom Sensor erfasste Bewegungsquelle eliminiert wird. Dies kann zum Beispiel Wind von einem Ventilator, einer Klimaanlage oder einem offenen Fenster sein, Bewegungen von einem tragbaren Babyspielzeug (das Vibrationen abgeben kann, auch wenn es nicht eingeschaltet ist) oder Gehen im Bettbereich. Lösungen: Beseitigen Sie alle möglichen Windquellen, entfernen Sie das tragbare Spielzeug usw. Führen Sie den Test erneut durch, nachdem Sie alle nachteiligen Umweltfaktoren entfernt haben. Wenn nach allen Umweltfaktoren auszuschließen, wird der Alarm nicht für 10 Sekunden ertönen - machen Sie die folgenden Aktionen:
<p>1. Testen der Kontrolleinheit:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ziehen Sie alle Kabel von der Kontrolleinheit ab. Schalten Sie die Kontrolleinheit ein (alle Kabel abgezogen). Wird der Alarm innerhalb von 20 s ausgelöst, ist die Kontrolleinheit in Ordnung – führen Sie dann die folgenden Schritte (2 und 3) durch. Wird der Alarm nicht innerhalb von 20 s ausgelöst, benutzen Sie das Gerät nicht weiter und wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. <p>2. Prüfung der einzelnen Sensorplatten:</p> <ul style="list-style-type: none"> Verbinden Sie eine der Sensorplatten mit einem "SENSOR"-Anschluss an der Kontrolleinheit. Schalten Sie die Kontrolleinheit ein und treten Sie zwei Schritte vom Bett zurück. Wird der Alarm innerhalb von 20 s ausgelöst, ist diese Sensorplatte in Ordnung – führen Sie die Prüfung mit der anderen Sensorplatte durch. Wird der Alarm nicht innerhalb von 20 s ausgelöst, legen Sie die betreffende Sensorplatte zur Seite. <p>Hinweis: Wenn eine der Sensorplatten nicht in Ordnung ist, können Sie das Gerät erst einmal weiterhin mit nur der einen funktionstüchtigen Sensorplatte betreiben. Wenden Sie sich wegen der weiteren Vorgehensweise an Ihren Fachhändler.</p> <p>3. Prüfung beider Sensorplatten gleichzeitig:</p> <ul style="list-style-type: none"> Wenn beide Sensorplatten gemäß dem Test in Schritt 2 in Ordnung sind, verbinden Sie beide Sensorplatten mit den "SENSOR"-Anschlüssen an der Kontrolleinheit. Schalten Sie die Kontrolleinheit ein und treten Sie zwei Schritte vom Bett zurück. Wird der Alarm innerhalb von 20 s ausgelöst, sind beide Sensorplatten in Ordnung – Sie können das Gerät weiter verwenden. Wird der Alarm nicht innerhalb von 20 s ausgelöst, schließen Sie nur eine Sensorplatte an und benutzen Sie das Gerät weiter. Wenden Sie sich wegen der weiteren Vorgehensweise an Ihren Fachhändler. 		

LIMITED WARRANTY

THIS LIMITED WARRANTY CONTAINS IMPORTANT INFORMATION ABOUT YOUR RIGHTS AND OBLIGATIONS, AS WELL AS LIMITATIONS AND EXCLUSIONS THAT MAY APPLY TO YOU.

This product will be free from defects in material and workmanship for a period of (2) year from the date of purchase following the original retail purchase, (the "Warranty Period").

If the Product fails to conform to this Limited Warranty during the Warranty Period, your local distributor [or Hisense Ltd.] will at its sole discretion, either (a) repair or replace any defective product at no cost, or (b) accept the return of the product and refund the money actually paid by the original purchaser for the product. Any Product that has either been repaired or replaced under this Limited Warranty will be covered by the terms of this Limited Warranty for the remaining Warranty Period.

This Limited Warranty does not apply to product that has been damaged as a result of improper maintenance or other misuse. This Limited Warranty is automatically void if the purchaser repairs or modifies the product in any way. Your local distributor [or Hisense Ltd.] will not be liable in any way for any damage, including incidental or consequential damage, caused by such repaired or modified product.

WARRANTY CLAIMS

If you wish to make a claim under this warranty, please contact your local distributor or Babysense Monitors customer service at: support@babysensemonitors.com

DISCLAIMER OF WARRANTIES

EXCEPT AS STATED ABOVE, AND TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, HISENSE DISCLAIMS ALL EXPRESS, IMPLIED, AND STATUTORY WARRANTIES AND CONDITIONS WITH RESPECT TO THE PRODUCT. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, HISENSE ALSO LIMITS THE DURATION OF ANY APPLICABLE IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS TO THE DURATION OF THIS LIMITED WARRANTY.